




PreSens非破壊酸素濃度計周辺機器

<細胞培養プレート>

酸素濃度を測定するOxoPlate OP96Cです。96個のセルそれぞれにポリマーでシールした蛍光染料を装着し、プレート底面からセンサーを当てる事で測定ができます。バクテリアなどの酸素測定時に活用いただけます。



<振盪フラスコプロセスコントロール>

振盪フラスコでの非破壊酸素濃度測定を可能にするシステムです。オートクレーブ可能で100回ものオートクレーブ処理後も安定した測定ができます。また、複数のフラスコを振盪させながら同時に酸素濃度モニタリングができる4チャンネル、10チャンネル非破壊酸素濃度測定システムもございます。

